



## SIMULADORES DE CATETERIZACIÓN

- 60150 SET AVANZADO COMPLETO
- 60151 AVANZADO HOMBRE
- 60155 AVANZADO MUJER
- 60166 SET BÁSICO (PACK ECONÓMICO)

Para practicar la técnica de cateterización aséptica, incluyendo la colocación del catéter, su retirada y la gestión de fluidos.



*El aprendizaje más realista posible*

limbsandthings.com

## PERMITE ADQUIRIR LAS SIGUIENTES HABILIDADES:

- Manipulación correcta de la anatomía masculina y femenina
- Técnica de cateterización aséptica
- Colocación y retirada del catéter
- Práctica de la administración de líquido
- Autosondaje intermitente cuando se utiliza con el Soporte de Autocateterización (60167)
- Inserción de catéter suprapúbico y gestión del catéter (Únicamente con Simuladores Avanzados)

## CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO:

- Anatomía masculina y femenina altamente realistas
- La uretra flexible y el esfínter resistente proporcionan una respuesta realista
- Caudal presurizado
- Envoltorio del catéter de doble capa reutilizable para aprender a manipular un catéter practicando la técnica aséptica
- Unidades de cateterización masculina y femenina fácilmente intercambiables
- Sin látex (los catéteres incluidos contienen látex)

## ELEMENTOS ADICIONALES OPCIONALES Y CONSUMIBLES:

### TAPÓN DE CATETERIZACIÓN SUPRAPÚBICA

**60168**

Este tapón suprapúbico preperforado permite gestionar los catéteres después de un procedimiento quirúrgico.



### SOPORTE DE AUTOCATETERIZACIÓN

**60167**

Uso con Simuladores de Cateterización para enseñar a practicar el autosondaje intermitente.



## INCLUIDO:

	<b>60150</b>	<b>60151</b>	<b>60155</b>	<b>60166</b>
• <b>60152</b> Unidad de cateterización masculina	✓	✓	✗	✓
• <b>60154</b> Prepucio (3 unidades)	✓	✓	✗	✓
• <b>60156</b> Unidad de cateterización femenina	✓	✗	✓	✓
• <b>60158</b> Tapón suprapúbico (2 unidades)	✓	✓	✓	✗
• <b>60161</b> Tapón estándar	✓ (x2)	✓	✓	✓ (x2)
• <b>60159</b> Kit de esfínter de cateterización masculina	✓	✓	✗	✓
• <b>60162</b> Kit de esfínter de cateterización femenina	✓	✗	✓	✓
• <b>60160</b> Mangas de cateterización aséptica	✓ (x2)	✓ (x2)	✓ (x2)	✓ (x4)
• <b>50183</b> LA Gel con jeringa	✓	✓	✓	✓ (x2)
• <b>50185</b> Agente antifúngico (fluido de esterilización Milton)	✓	✓	✓	✓ (x2)
• Bandeja de goteo con soporte de bolsa	✓	✓	✓	✓ (x2)
• Bolsa de fluido (1500 ml) y plato de riñón de plástico	✓	✓	✓	✓ (x2)
• Catéter de Foley Francés 14 (masculino)	✓	✓	✗	✓
• Catéter de Foley Francés 12 (femenino)	✓	✗	✓	✓
• Estructura pélvica	✓	✓	✓	✓ (x2)
• Jarra de 2 litros	✓	✓	✓	✓ (x2)
• Bolsa de Transporte	✓	✓	✓	✓ (x2)